

Caractéristiques :

- ✓ Conception ultra-mince, concise et à la mode. Petit volume, léger et facile à transporter.
- ✓ Peuvent être mesurés :La capacité vitale forcée (CVF), le volume forcé expiré en une seconde (FEV1), le rapport de FEV1 et FVC (FEV1%), Débit expiratoire de pointe (DEP), l'écoulement de la CVF (FEF25) de 25%, 75% flux de la CVF (FEF75) et débit moyen entre 25% et 75% de la CVF (FEF2575). .
- ✓ Organigramme taux volume, affichage graphique volume-temps.
- ✓ Mémoire de données, supprimer, télécharger et d'examen.
- ✓ affichage de graphe de tendance.
- ✓ Mise à l'échelle (étalonnage).
- ✓ Alarme (informations lorsque le volume ou le débit dépasse les limites).
- ✓ Mise hors tension automatique.
- ✓ Batterie lithium rechargeable et avec des conseils de charge.
- ✓ Affichage de la puissance de la batterie.
- ✓ Faible consommation d'énergie.
- ✓ Ecran TFT.
- ✓ Permet la transmission sans fil.